

Getränkehalter, universal



DE

**Vielseitig nutzbarer Becher- oder Dosen- bzw. Flaschenhalter aus Kunststoff.
Geeignet zur Anbringung an Rollatoren, Rollstühlen, Golfcaddies, Kinder- und Sportwagen,
Campingmöbeln, Fahrrädern oder Kettcars.**

Durch eine Flügelschraube ist die Anbringung variabel an gängigen Gestellen und Rahmen bis zu einem Durchmesser von 4 bis 4,5 cm möglich. Ein Druckknopf ermöglicht die Justierung in 16 Schritten bei einer Drehung von 360°.

Die Halterung ist flexibel, so dass Dosen, Becher und Trinkflaschen bis zu einem Durchmesser von 8,5 cm transportiert werden können.

Öffnen Sie die Halterung mit der Flügelschraube auf die gewünschte Weite und legen Sie diese um das Gestell/die Stange. Drehen Sie die Flügelschraube zur Befestigung an und prüfen Sie den festen Sitz der Halterung. Halten Sie den Knopf an der Rückseite gedrückt, um die Position des Halters zu verändern. Reinigen Sie die Halterung mit einem feuchten Tuch.

Material: Polypropylen

Maße: ca. 14,5 x 14,5 x 7,2 cm

Gewicht: ca. 120

Drink holder, universal

UK

**Highly versatile cup, can or bottle holder.
Suitable for attachment to walking aids, wheelchairs, golf carts, prams and pushchairs, camping
furniture, bicycles or kettcars.**

Through a wing screw, the attachment to almost any frame and rack is possible up to a diameter of 4 to 4.5 cm. A push-button allows the adjustment in 16 steps with a rotation of 360°.

The holder is flexible such that cans, cups and bottles up to a diameter of 8.5 cm can be transported.

Open the holder with the wing screw to the desired width and place it around the rack/rod. Turn the wing screw for fastening and check the tightness of the holder. Hold down the button on the back to change the position of the holder. Clean the holder with a damp cloth.

Material: polypropylene
Dimensions: 14.5 x 14.5 x 7.2 cm
Weight: 120 g

Porte-boisson universel

FR

Porte-gobelets, porte-boîte ou porte-bouteille en plastique.

Convient pour être posé sur déambulateurs, fauteuils roulants, caddies de golf, voitures pour enfants et voitures de sport, meubles de camping, bicyclettes ou les kettcars.

Grâce à une vis papillon, le porte-boissons peut se poser sur les bâtis et les châssis courants jusqu'à un diamètre entre 4 et 4,5 cm. Un bouton pression permet un ajustement en 16 pas et avec une rotation de 360°.

La fixation est flexible de sorte que les canettes, les gobelets et les bouteilles peuvent être transportés jusqu'à un diamètre de 8,5 cm.

Ouvrez la fixation avec la vis papillon à la largeur voulue et posez la autour du bâti et/ou de la barre. Tournez la vis papillon pour fixer le porte-boisson et vérifiez si la fixation est solidement installée. Maintenez appuyé le bouton à l'arrière pour modifier la position de la fixation. Nettoyez la fixation à l'aide d'un chiffon humide.

Matériau : Polypropylène
Dimensions : 14,5 x 14,5 x 7,2 cm
Poids environ 120 g

Universele bekerhouder

NL:

Deze veelzijdige bekerhouder is gemaakt van kunststof en kan ook worden gebruikt als houder voor blikjes en flesjes.

Het is geschikt voor bevestiging aan rollators, rolstoelen, kinderwagens, fietsen, skelters, campingmeubilair, in sportauto's of golfcaddies.

Met een vleugelmoer is het mogelijk om de houder op flexibele wijze te bevestigen op normale frames en stangen met een diameter van 4 tot 4,5 centimeter. Door middel van een drukknop is de houder in 16 standen te verstellen en 360 graden te draaien.

Omdat de beugel verstelbaar is, kunnen er bekers, blikjes en flesjes met een doorsnede van maximaal 8,5 centimeter worden vervoerd.

Draai de beugel zover open met behulp van de vleugelmoer totdat de gewenste breedte is bereikt. Plaats de beugel vervolgens op de gewenste stang of frame en draai de vleugelmoer

weer aan. Controleer of de beugel goed vastzit. Houd de knop aan de achterzijde ingedrukt om de stand van de houder aan te passen. Maak de houder met een vochtige doek schoon.

Materiaal: Polypropyleen

Maten: ca. 14,5 x 14,5 x 7,2 cm

Gewicht ca. 120 gram

Portabevande universale

IT:

Pratico e versatile supporto multiuso in plastica per bicchieri, lattine o bottiglie.

Di facile installazione su deambulatori, sedie a rotelle, golf car, carrozzine e passeggini, mobili da campeggio, biciclette o kart.

La vite ad alette permette il fissaggio variabile al supporto e al telaio con diametro da 4 fino a 4,5cm. Il pulsante consente la regolazione in 16 posizioni e la rotazione a 360°.

Il supporto è molto pratico e versatile e permette il trasporto di lattine, bicchieri e bottiglie fino ad un diametro massimo di 8,5 cm.

Aprire la staffa con la vite alettata alla lunghezza desiderata e inserirla sul telaio/barra.


Girare la vite alettata per il fissaggio e verificare la tenuta della staffa. Tenere premuto il pulsante sul retro per variare la posizione del supporto. Pulire il supporto con un panno umido.

Materiale: Polipropilene

Dimensione: ca. 14,5 x 14,5 x 7,2 cm

Peso: 120 g ca.

Art. 12553572



Rehaforum Medical GmbH

Daimlerstraße 12 a

25337 Elmshorn

www.rehaforum.com

Tel.: +49 4121 473 312